

# Eclipse Aurora HB™

## GERMICIDAL DISINFECTANT



Un limpiador y desodorante desinfectante de amplio espectro.

### PORQUÉ ECLIPSE AURORA HB:

#### EFFECTIVO CONTRA EL CORONAVIRUS TIPO 2 DEL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE

\*\*Consulte la declaración sobre el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave en la página 2

#### GERMICIDA DE AMPLIO ESPECTRO, ELIMINA LA HEPATITIS B

Fórmula dual a base de compuesto de amonio cuaternario (quat)

#### FUNGICIDA, ANTIMOHO, VIRUCIDA

#### DESODORIZA

Fragancia de lino

### DATOS TÉCNICOS

**Descripción** Limpiador/Desinfectante/Desodorante

**Apariencia** Púrpura transparente

**Viscosity (Brookfield) @ 68°F (20°C)** <25 centipoise

**COV 40 CFR Part 59 Subpart C** 0,51% (tal como se suministra)  
0,01% (1:64)

**pH ASTM E70-07** 11,5

**% Activo** 4,5% (tal como se suministra)

**Fragancia** Lino

**Vida útil ASTM D1791-93 (2008)** 1 año

**Densidad** 8,7 lb/gal @ 68°F  
1,04 kg/L @ 20°C

### INSTRUCCIONES

Consulte la información sobre los patógenos contra los que es efectivo este producto al dorso. Diluya con agua de acuerdo con las instrucciones del producto. Aplique la solución con una mopa, un paño, una esponja, un dispositivo de rociado manual con bomba o un rociador grueso de baja presión. Deje que permanezca húmedo durante 10 minutos; luego, retire el exceso de líquido.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

SUPERFICIES



Código Producto	605FS	605MP	605MPE	605D	605DTC
Volumen	9,5 litros	4 litros	4 litros	4 litros	2 litros
Embalaje De Expedición	2 x 9,5 litros	4 x 4 litros	4 x 4 litros	4 x 4 litros	4 x 2 litros
Cantidad Para Paleta	48	48	48	48	88

# Eclipse Aurora HB™

## GERMICIDAL DISINFECTANT



### Declaración sobre el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave

\*\*Este desinfectante Pioneer Eclipse ha demostrado ser eficaz contra otro coronavirus humano similar al coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Por lo tanto, cumple con los criterios de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency, EPA) para utilizarse contra el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, la causa de la COVID-19. El desinfectante mencionado es efectivo contra el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso para la protección contra el coronavirus en superficies duras y no porosas. Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html>, para obtener más información.

Número de registro de la EPA: 10324-93-41567

Consulte el sitio web de la EPA, <https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>, para obtener información adicional.

Quando se diluye a razón de 2 onzas por galón o 16 ml por litro de agua, este producto presenta una acción desinfectante eficaz contra los siguientes organismos: *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella schottmuelleri*, *Streptococcus salivarius*, *Brevibacterium ammoniagenes*, *Streptococcus faecalis*, *Shigella dysenteriae*, *Enterobacter aerogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM), y *Staphylococcus aureus* con resistencia intermedia a la vancomicina (SARIV), y es un desinfectante concentrado de uso hospitalario efectivo contra un amplio espectro de bacterias, viricida\*, {y} fungicida, y elimina las bacterias que provocan olores cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones.

### \*MATA EL VIH, EL VHB Y EL VHC EN SUPERFICIES/OBJETOS Duros Y NO POROSOS MANCHADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES

**PREVIAMENTE LAVADOS** en entornos de atención médica u otros en los que se prevé que se ensucien superficies/objetos duros y no porosos con sangre o fluidos corporales y en los que las superficies/objetos susceptibles a ensuciarse con sangre o fluidos corporales pueden estar asociados con posibilidades de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH 1), el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC).

### INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA Y LA DESCONTAMINACIÓN CONTRA EL VIH-1, EL VHB Y EL VHC EN SUPERFICIES/OBJETOS MANCHADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES.

**Protección personal:** Use guantes de látex, batas, máscaras y protección para los ojos.

**Procedimiento de limpieza:** La sangre y otros fluidos corporales que contengan el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1), el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC) se deben limpiar a fondo de las superficies y objetos duros y no porosos antes de aplicar este producto.

**Eliminación de materiales infecciosos:** La sangre y otros fluidos corporales, los materiales de limpieza y las prendas se deben esterilizar en un autoclave y eliminar de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales para la eliminación de residuos infecciosos.

**Tiempo de contacto:** Deje que las superficies duras y no porosas permanezcan húmedas durante 2 minutos para eliminar el VIH y durante 10 minutos para eliminar todos los demás organismos enumerados en la etiqueta.

**PARVOVIRUS CANINO (CPV):** Este producto elimina el Parvovirus canino (CPV) en 10 minutos a razón de 8 onzas por galón de agua y 5 % de suciedad en superficies duras no porosas. Este producto no está diseñado para utilizarse en superficies de dispositivos médicos. ECLIPSE Aurora HB es una fórmula libre de fosfatos diseñada para proporcionar limpieza, desodorización y desinfección eficaces, especialmente, en las situaciones en las que el mantenimiento es de suma importancia para controlar los riesgos de contaminación cruzada.

Este producto está diseñado para utilizarse en superficies duras y no porosas en hospitales, hogares de ancianos, escuelas, plantas de procesamiento de alimentos, establecimientos de servicios de comida, negocios minoristas e instalaciones deportivas y recreativas.

Código Producto	605FS	605MP	605MPE	605DTC	605D
Volumen	9,5 litros	4 litros	4 litros	2 litros	4 litros
Embalaje De Expedición	2 x 9,5 litros	4 x 4 litros	4 x 4 litros	4 x 2 litros	4 x 4 litros
Cantidad Para Paleta	48	48	48	88	48